


PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusWall Backside

Ryggabsorbent

Design: Team Glimakra




LimbusWall Backside

Ryggabsorbent

Design: Team Glimakra

Med måttanpassade ryggabsorbenter kan man utnyttja befintliga möbler som t.ex. skåp och bokhyllor för att öka ljudabsorptionen i rummet. Tygvalet kan enkelt anpassas till andra skärmar och väggabsorbenter för att hålla samman intrycket.

MÅTT



Tjocklek: 14 mm

Vikt: 5,8 kg/m²

BESKRIVNING

Måttanpassad nålbar ryggabsorbent.

Stomme: 6 mm akustikfyllning bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på ena sidan av en 6 mm MDF.

Klädsel: Klädd med tyg som spikas på baksidan.

Montering: Upphängning med dubbelhäftande tejp, kardborre eller med skruv från insidan av skåpet.

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269.

(Rapport 13-187-M3, Datum 2013-12-17, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och socialt ansvar.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusWall Backside 1200 x 1200 mm.

Tyg Blazer CUZ28.

Upphängning med kardborre.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.



Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusWall Backside

Ryggabsorbent

Design: Team Glimakra

